

Mediq Technische Service

PAKKET C: ONDERHOUD HEMOCUE HB301 ANALYZER



HEMOCUE HB301 ANALYZER CONTROLE

Correct en altijd betrouwbaar. Door het frequente gebruik van de analyzer wilt u er van op aan kunnen dat uw analyzer altijd de juiste uitkomst geeft.

Laat uw analyzer daarom jaarlijks controleren door Mediq Technische Service

Wat wordt tijdens de controle gedaan:

- Praktijktest met Eurotrol testvloeistof
- Controle op waarden: hoog, midden en laag niveau
- Functionele controle
- Controle op vervuiling
- 'Uitwendige' controle van knoppen, schakelaars of zichtbare mechanische defecten
- Controle van adapter en bekabeling

Let op: De HemoCue HB301 is geen onderdeel van het standaard praktijkonderhoud.

Pakket C kan alleen in combinatie met een Basis Onderhoud contract.

TARIEF VANAF APRIL 2024 (EXCL. BTW)

Analyzer	
Aanvullend onderhoud HemoCue HB301 analyzer tijdens jaarlijks praktijk onderhoud (Pakket A)	€ 25,30

WIJ HELPEN U GRAAG

Wilt u meer informatie over onderhoud? Ga dan naar pluspunt.mediqmedeco.nl/technisch-onderhoud.

Of neem contact met ons op via telefoonnummer +31 (0)30 - 282 12 12 of serviceplanning@mediq.com.

